

## Pureblue TT8

Art. 1014

- Vierstufige Umkehrosroseanlage nach dem TT-System zum Einbau unter der Spüle.
- Ausführung mit 1 Micron und 5 Micron Sediment-Vorfilter zum Schutz des hochwertigen Umkehrosrosemoduls.
- Die Membrane und der Aktivkohle-Nachfilter sind mit EM-Keramik aktiviert. EM-Keramik dient zur Wasserbelebung.
- Mit separatem Entnahmehahn, Vorratsbehälter (Druckspeicher).
- Befüllung des Druckspeichers durch die von uns entwickelte Permeatpumpe (Systempatent), dadurch bis zu 85% Wassereinsparung!  
Die Permeatpumpe benötigt keinen Stromanschluss!
- Arbeitsbereich 3 - 6 Bar, 2 - 36°C, Tagesproduktion 50 Liter, Tankvolumen brutto 12 Liter, Nutzvolumen ca. 8 - 10 Liter
- Manuelles Spülventil zum zusätzlichen Spülen der Membrane. Ideal bei hartem Wasser.
- Regelung durch hydraulische Abschaltung mit Wiedereinschalt-Hysterese.
- Verhältnis Konzentrat zu Reinstwasser ca. 3 : 1
- Durch ihre flache Bauweise ist es möglich die in den meisten Sockeln einer Küche einzubauen.



|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Ausführung:</b>           | Gerät zum Einbau unter der Spüle oder im Sockel, Tanklagerung im toten Winkel auch Auslagerung möglich, mit separatem Entnahmehahn.   |
| <b>Wasseranschluss:</b>      | Durch einen Festanschluss unter der Spüle an der Kaltwasserleitung.   |
| <b>1. Vorfilter:</b>         | Sedimentfilter 5 Micron zur Vorausscheidung grober Partikel, die von der Membrane ferngehalten werden müssen, Wechselintervall: alle 12 Monate  |
| <b>2. Vorfilter:</b>         | Sedimentfilter 1 Micron zur Vorausscheidung feiner Partikel, die von der Membrane ferngehalten werden müssen, Wechselintervall: alle 12 Monate  |
| <b>Hauptfilter:</b>          | Membrane 20 GPD mit EM-Keramik. Porengröße etwa 1/10000 Micron, reduziert gelöste Stoffe. Wechselintervall: ca. 5 Jahre.  |
| <b>Nachbehandlungsfiler:</b> | Aktivkohlefilter mit EM-Keramik zur Geschmacksverbesserung und Reduzierung von flüchtigen Chemikalien, welche die Membrane passieren könnten. Wechselintervall: alle 12 Monate              |
| <b>Sonderzubehör:</b>        | Optional: 3-Wege-Hahn, anderen Tankgrößen und -formen.  |
| <b>Wechselmaterial:</b>      | <b>Ersatz - Sedimentvorfilter grob 5µ</b><br><b>Ersatz - Sedimentvorfilter fein 1µ</b><br><b>Ersatz - Membran incl. EM-Keramik</b><br><b>Ersatz - Aktivkohlenachfilter incl. EM-Keramik</b> |

*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten*